


Extraktionsset für Hüftrevisionen

Schablonengeführtes System
passend zu **Quadra®** (Medacta)



Handgriff und Ausschlagbolzen


Der Ausschlagbolzen kann an der Ober- oder Unterseite des Handgriffs befestigt werden.



Nutzlänge der Meissel

Der Handgriff mit Schnellspannvorrichtung weist drei Fixierungspositionen für die Meissel auf.

In der Einspannposition 2 wird die Nutzlänge des Meissels gegenüber der Position 1 um 15mm und in der Position 3 um weitere 15mm verlängert. Insgesamt kann die Nutzlänge von der Position 1 bis zur Position 3 um 30 mm verlängert werden.





Nutzlänge =
L [mm]

Schablone


Führungsschlitze

Führungsrillen



Die schablonengeführten Meissel sind auf die Führungsschlitze der entsprechenden Schablonen abgestimmt. Die Meissel werden durch beide Führungsschlitze (bzw. Rillen) geführt bis die Meisselklinge direkten Knochenkontakt hat. Dann können die Meissel mit leichten Hammerschlägen eingetrieben werden.


Die Schablone wird auf den Schaftkonus gesetzt und mit der Fixierschraube befestigt.



Die Schablone muss in lateral-medialer Richtung korrekt auf dem Schaft positioniert werden, bevor sie mithilfe der Schraube fixiert wird. Als Referenz wird der laterale Führungsschlitz verwendet.


Übersicht Meissel mit Schablone

***Hinweis: die Farben dienen nur zur Veranschaulichung. Die Produkte sind nicht farblich gekennzeichnet.**




Indizierte Artikelnr. nach Schaftgrösse

Quadra® Schaftgrössen **0, 1, 2**



Artikelnr. (steril)	Artikelbezeichnung	L [mm]	B [mm]	D [mm]
---------------------	--------------------	--------	--------	--------


412.202S	Meissel lateral	138.0	6.0	1.19
-----------------	-----------------	-------	-----	------




412.211S	Meissel medial	105.2	5.8	1.19
-----------------	----------------	-------	-----	------



412.401S	Meissel ventral für rechte Hüfte	170.0	4.0	1.19
-----------------	-------------------------------------	-------	-----	------



412.402S	Meissel dorsal für rechte Hüfte	170.0	4.0	1.19
-----------------	------------------------------------	-------	-----	------



Artikelnr. (unsteril)	Artikelbezeichnung
-----------------------	--------------------

412.902	Schablone
----------------	-----------



400.103	Fixierschraube
----------------	----------------




400.104 (kurz)	Inbusschlüssel
400.107 (lang)	

GOMINA
SWISS QUALITY


Indizierte Artikelnr. nach Schaftgrösse

Quadra® Schaftgrössen 3, 4



Artikelnr. (steril)	Artikelbezeichnung	L [mm]	B [mm]	D [mm]
---------------------	--------------------	--------	--------	--------


412.203S	Meissel lateral	138.0	7.2	1.19
-----------------	-----------------	-------	-----	------




412.211S	Meissel medial	105.2	5.8	1.19
-----------------	----------------	-------	-----	------



412.403S	Meissel ventral für rechte Hüfte	170.0	7.1	1.19
-----------------	-------------------------------------	-------	-----	------



412.404S	Meissel dorsal für rechte Hüfte	170.0	7.1	1.19
-----------------	------------------------------------	-------	-----	------



Artikelnr. (unsteril)	Artikelbezeichnung
-----------------------	--------------------

412.904	Schablone
----------------	-----------



400.103	Fixierschraube
----------------	----------------




400.104 (kurz)	Inbusschlüssel
400.107 (lang)	

GOMINA
SWISS QUALITY

Indizierte Artikelnr. nach Schaftgrösse

Quadra® Schaftgrössen 5, 6



Artikelnr. (steril)	Artikelbezeichnung	L [mm]	B [mm]	D [mm]
---------------------	--------------------	--------	--------	--------


412.203S Meissel lateral 138.0 7.2 1.19

412.211S Meissel medial 105.2 5.8 1.19

412.409S Meissel ventral
für rechte Hüfte 200.3 6.1 1.19

412.410S Meissel dorsal
für rechte Hüfte 200.3 6.1 1.19

Artikelnr. (unsteril)	Artikelbezeichnung
-----------------------	--------------------



412.906 Schablone



400.103 Fixierschraube




400.104 (kurz)
400.107 (lang) Inbusschlüssel

GOMINA
SWISS QUALITY


Indizierte Artikelnr. nach Schaftgrösse

Quadra® Schaftgrössen 7, 8



Artikelnr. (steril)	Artikelbezeichnung	L [mm]	B [mm]	D [mm]
---------------------	--------------------	--------	--------	--------


412.203S	Meissel lateral	138.0	7.2	1.19
-----------------	-----------------	-------	-----	------



412.211S	Meissel medial	105.2	5.8	1.19
-----------------	----------------	-------	-----	------




412.411S	Meissel ventral für rechte Hüfte	215.3	7.4	1.19
-----------------	-------------------------------------	-------	-----	------



412.412S	Meissel dorsal für rechte Hüfte	215.3	7.4	1.19
-----------------	------------------------------------	-------	-----	------

Artikelnr. (unsteril)	Artikelbezeichnung
-----------------------	--------------------



412.908	Schablone
----------------	-----------



400.103	Fixierschraube
----------------	----------------



400.104 (kurz)	Inbusschlüssel
400.107 (lang)	

GOMINA
SWISS QUALITY

Gesamtübersicht Artikelnummern



Quadra® Schaftgrössen	Artikelnr.	Artikelbezeichnung	L [mm]	B [mm]	D [mm]
-----------------------	------------	--------------------	--------	--------	--------

Alle Grössen 400.001 Handgriff inkl. Ausschlagbolzen

Alle Grössen 400.100 Ausschlagbolzen (Ersatzteil)



0/1/2 412.202S Meissel lateral 138.0 6.0 1.19

3/4/5/6/7/8 412.203S Meissel lateral 138.0 7.2 1.19



Alle Grössen 412.211S Meissel medial 105.2 5.8 1.19



0/1/2 412.401S Meissel ventral rechte Hüfte 170.0 4.0 1.19

0/1/2 412.402S Meissel dorsal rechte Hüfte 170.0 4.0 1.19

3/4 412.403S Meissel ventral rechte Hüfte 170.0 7.1 1.19


3/4 412.404S Meissel dorsal rechte Hüfte 170.0 7.1 1.19

5/6 412.409S Meissel ventral rechte Hüfte 200.3 6.1 1.19

5/6 412.410S Meissel dorsal rechte Hüfte 200.3 6.1 1.19

7/8 412.411S Meissel ventral rechte Hüfte 215.3 7.4 1.19

7/8 412.412S Meissel dorsal rechte Hüfte 215.3 7.4 1.19



0/1/2 412.902 Schablone

3/4 412.904 Schablone

5/6 412.906 Schablone

7/8 412.908 Schablone



Alle Grössen 400.103 Fixierschraube




Alle Grössen 400.104 (kurz) Inbusschlüssel
400.107 (lang)

Kontakt



Gomina AG
Raiftstrasse 4
3989 Niederwald, Schweiz
Tel. +41 27 970 12 70
Fax +41 27 970 12 75
www.gomina.ch
sales@gomina.ch



GOMINA Deutschland GmbH
Ludwig-Vierling-Strasse 7
89233 Neu-Ulm, Deutschland
info@gomina.de

Version 2025-09
Zuletzt aktualisiert: 23.09.2025