


Schablonengeführtes Extraktionsset für Hüftrevisionen

GOMINA
SWISS QUALITY





Neuheit von Gomina

Gomina ist es erstmals gelungen, ein Extraktionsset zu entwickeln, das eine Hüftrevision nahezu ohne Knochenverlust ermöglicht. Mit innovativen Produktionstechnologien können formstabile Meissel mit Implantat-spezifischen Radien hergestellt werden. Die exakt ausgeführten, scharfen Klingenschliffe der Meissel basieren auf Gominas jahrzehntelangem Know-How und ermöglichen durch eine schablonengeführte Anwendung eine präzise Trennung zwischen Knochen und Implantat.

Der neu entwickelte Handgriff mit Schnellspannvorrichtung weist verschiedene Fixierpositionen für die Meissel auf und besticht durch seine ergonomische Ausführung. Meissel und Handgriff sind optimal aufeinander abgestimmt und gewährleisten in der Anwendung eine maximale Kraftübertragung. Das innovative und zukunftsweisende Extraktionsset von Gomina erleichtert Chirurg*innen die Arbeit und führt zu kürzeren Operationszeiten. Ganz zum Nutzen der Patienten.

GOMINA AG Raiftstrasse 4, CH-3989 Niederwald

Telefon +41 (0)27 970 12 70, www.gomina.ch, info@gomina.ch