

Sägeblätter für die Orthopädie, Traumatologie und Kleinknochenchirurgie PRODUKT KATALOG



WIEDERVERWENDBARE
SÄGEBLÄTTER
(ausser Keel Blade)



Übersicht Gomina Sägeblätter

Sägeblätter für die Orthopädie



Sägeblätter für die Traumatologie



Sägeblätter für die Kleinknochenchirurgie



Stichsägeblätter



Sternum Sägeblätter



Reciprocating Keel Blade



Keel Blade Set



3

10

161

Verzahnungsarten

Premium Verzahnung

Die oszillierenden Gomina Premium Sägeblätter zeichnen sich durch eine Kombination von Schneide- und Raumzähnen aus. Diese einmalige Kombination von kreuzverzahnten Sägezähnen führt zu hervorragenden Schneideleistungen. Kürzere Sägezeiten und geringerer Temperaturanstieg am Sägeblatt sind die entscheidenden Vorteile. Zudem wird das seitliche Ausbrechen beim Sägen minimiert.



Premium Zahndesign

Performance Verzahnung

Die oszillierenden Gomina Performance Sägeblätter zeichnen sich durch eine asymmetrische Anordnung der Schneidezähne aus. Gegenüber der Premium Verzahnung ist die Performance Verzahnung etwas weniger aggressiv.




Performance Zahndesign

Stichsäge-Verzahnung

Die Gomina Stichsägeblätter haben diverse Verzahnungsarten, passend zu jeder Anwendung. Die kreuzverzahnten Stichsägeblätter (reciprocating aggressive) besitzen eine optimale Schneideleistung und hohe Präzision.

Stichsägeblätter mit einer geraden und symmetrischen Verzahnung sind etwas weniger aggressiv und verhindern durch die geschränkte Zähneanordnung ein Verkleben des Stichsägeblattes. Die doppelseitigen Stichsägeblätter runden das Portfolio der Stichsägeblätter ab.




Trauma-Verzahnung

Die Gomina Sägeblätter für die Traumatologie bieten ein breites Sortiment für die jeweilige Anwendung. Die symmetrische und geschränkte Zähneanordnung erlaubt präzises Sägen ohne Verkleben.




Kleinknochen-Verzahnung

Die Gomina Sägeblätter für die Kleinknochenchirurgie besitzen eine asymmetrische Geradverzahnung. Diese Verzahnung erlaubt eine optimale Schneideleistung ohne eine Verwendung von Schnittblöcken.



Sägeblatt Informationen



Beachte: Alle abgebildeten Markierungen auf den Produkten im ganzen Katalog sind exemplarisch. Die Positionen können etwas von den tatsächlichen Beschriftungen abweichen. Der UDI Code (Datamatrix) auf sämtlichen Bildern ist ein Beispiel und kann nicht eingelesen werden. Jedes Produkt hat seinen eigenen Code.

Verpackung

UNSTERILE VERPACKUNG

Unsteril verpackte Sägeblätter sind in Einzel-Klarsichtbeutel verpackt. Auf dem Beutel ist die Etikette mit allen notwendigen Informationen aufgebracht. Diese verpackten Sägeblätter sind in keiner weiteren Box (Faltkarton oder Versandtasche) verpackt.

Sie können **einzel**n oder in beliebiger Menge bestellt werden. Unseren unsterilen Sägeblätter sind alle **wiederaufbereitbar**. Eine validierte Wiederaufbereitungsanleitung kann auf www.gomina.ch heruntergeladen werden.



STERILVERPACKUNG

Unseren sterilen Sägeblätter sind doppelt steril verpackt und besitzen einen Kantenschutz, welche die Verzahnung zusätzlich schützt. Die Mindestbestellmenge beträgt **eine Box, welche 5 Sägeblätter** enthält.

Zwischen dem äusseren und dem inneren Klarsichtbeutel ist jeweils eine Etikette mit allen notwendigen Informationen vorhanden. Ausgenommen vom Reciprocating Keel Blade sind alle unseren sterilverpackten Sägeblätter **wiederaufbereitbar**. Eine validierte Wiederaufbereitungsanleitung kann auf www.gomina.ch heruntergeladen werden.



Inhaltsverzeichnis

Passend zu Aesculap®	10
Premium passend zu: Acculan 3Ti	10
Performance passend zu: Acculan 3Ti	18
Stichsägen passend zu: Acculan 3Ti	22
Keel Blade Set	25
Trauma passend zu: Acculan 3Ti	27
Kleinknochen-Sägeblätter passend zu: Acculan 3Ti	31
Kleinknochen-Sägeblätter passend zu: Elan 4, Acculan 4 kleine Bohrmaschine	34
Passend zu Arthrex®	36
Premium passend zu: Power System 600	36
Premium passend zu: AR-600-SAGMIS, AR-400DS	38
Kleinknochen-Sägeblätter	41
Passend zu Aygun® Karınca 206	45
Premium	45
Passend zu De Soutter®	46
Premium passend zu: Multidrive™, Orthodrive®	46
Performance passend zu: Multidrive™, Orthodrive®	49
Stichsägen passend zu: Multidrive™	51
Stichsägen passend zu: Orthodrive® DBC-700	52
Keel Blade Set	53
Trauma passend zu: Multidrive™, Orthodrive®	55
Trauma passend zu: Traumadrive™	56
Passend zu Linvatec® / Hall®	58
Premium passend zu: Power Pro®, Versipower®Plus	58
Premium passend zu: Series 3 & 4, Versipower	65
Performance passend zu: Power Pro®, Versipower®Plus	66
Performance passend zu: Series 3&4, Versipower	71
Stichsägen	72
Keel Blade Set	75
Trauma passend zu: Power Pro®, Versipower®Plus	77
Kleinknochen-Sägeblätter (neuer Anschluss)	79
Kleinknochen-Sägeblätter (alter Anschluss)	83
Kleinknochen-Sägeblätter	85

Passend zu MicroAire®	87
Performance	87
Passend zu Stryker®	88
Premium	88
Performance	98
Stichsägen	104
Keel Blade Set	108
Trauma	110
Kleinknochen-Sägeblätter	113
Passend zu Synthes® (AO)	119
Premium	119
Performance	127
Stichsägen	132
Keel Blade Set	136
Trauma	138
Kleinknochen-Sägeblätter passend zu: Colibri, UNIUM™	143
Kleinknochen-Sägeblätter passend zu: Electric Pen Drive	149
Passend zu Tuke Saw™	153
Stichsägen	153
Passend zu Zimmer®	155
Performance passend zu: X-Series	155
Stichsägen	160
Passend zu Bojin®	161
Premium	161

Passend zu Aesculap®

Übersicht Artikel

Länge	Breite	Dicke						
Premium Sägeblätter		0.90mm	1.00mm	1.18mm	1.19mm	1.23mm	1.27mm	1.37mm
100mm	19mm				219.190.119 219.190.119S			
90mm	25mm	219.259.090 219.259.090S	219.259.100 219.259.100S	219.259.118 219.259.118S	219.259.119 219.259.119S		219.259.127 219.259.127S	219.259.137 219.259.137S
90mm	19/22mm				219.969.119 219.969.119S		219.969.127 219.969.127S	
90mm	19mm	219.199.090 219.199.090S			219.199.119 219.199.119S	219.199.123 219.199.123S	219.199.127 219.199.127S	219.199.137 219.199.137S
90mm	12.5/19mm				219.999.119 219.999.119S		219.999.127 219.999.127S	
90mm	12.5mm	219.129.090 n/a	219.129.100 219.129.100S	219.129.118 219.129.118S	219.129.119 219.129.119S	219.129.123 219.129.123S	219.129.127 219.129.127S	219.129.137 219.129.137S
90mm	6/12.5mm						219.989.127 219.989.127S	
70mm	12.5mm						219.127.127 219.127.127S	

Beachte: sterile Version mit S

Premium passend zu: Acculan 3Ti



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
100mm	19mm	1.19mm	219.190.119	219.190.119S



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
90mm	25mm	0.90mm	219.259.090	219.259.090S

Premium passend zu: Acculan 3Ti



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
90mm	25mm	1.00mm	219.259.100	219.259.100S



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
90mm	25mm	1.18mm	219.259.118	219.259.118S



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
90mm	25mm	1.19mm	219.259.119	219.259.119S



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
90mm	25mm	1.27mm	219.259.127	219.259.127S

Premium passend zu: Acculan 3Ti



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
90mm	25mm	1.37mm	219.259.137	219.259.137S



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
90mm	19/22mm	1.19mm	219.969.119	219.969.119S



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
90mm	19/22mm	1.27mm	219.969.127	219.969.127S



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
90mm	19mm	0.90mm	219.199.090	219.199.090S

Premium passend zu: Acculan 3Ti



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
90mm	19mm	1.19mm	219.199.119	219.199.119S



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
90mm	19mm	1.23mm	219.199.123	219.199.123S



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
90mm	19mm	1.27mm	219.199.127	219.199.127S



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
90mm	19mm	1.37mm	219.199.137	219.199.137S

Premium passend zu: Acculan 3Ti



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
90mm	12.5/19mm	1.19mm	219.999.119	219.999.119S



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
90mm	12.5/19mm	1.27mm	219.999.127	219.199.127S



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
90mm	19mm	1.27mm	219.199.127	219.199.127S



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
90mm	19mm	1.37mm	219.199.137	219.199.137S

Premium passend zu: Acculan 3Ti



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
90mm	12.5mm	0.90mm	219.129.090	219.129.090S



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
90mm	12.5mm	1.00mm	219.129.100	219.129.100S



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
90mm	12.5mm	1.18mm	219.129.118	219.129.118S



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
90mm	12.5mm	1.19mm	219.129.119	219.129.119S

Premium passend zu: Acculan 3Ti



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
90mm	12.5mm	1.23mm	219.129.123	219.129.123S



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
90mm	12.5mm	1.27mm	219.129.127	219.129.127S



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
90mm	12.5mm	1.37mm	219.129.137	219.129.137S



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
90mm	6/12.5mm	1.27mm	219.989.127	219.989.127S

Premium passend zu: Acculan 3Ti



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
90mm	12.5mm	1.23mm	219.129.123	219.129.123S

Übersicht Artikel

Länge	Breite	Dicke				
Performance Sägeblätter		0.90mm	1.00mm	1.19mm	1.27mm	1.37mm
100mm	19mm				269.190.127 269.190.127S	
90mm	25mm		269.259.100 n/a		269.259.127 269.259.127S	
90mm	19mm				269.199.127 269.199.127S	n/a 269.199.137S
90mm	12.5mm	269.129.090 269.129.090S	269.129.100 269.129.100S	269.129.119 269.129.119S	269.129.127 269.129.127S	
80mm	12.5mm				269.128.127 269.128.127S	
80mm	8mm				269.088.127 269.088.127S	
70mm	25mm		269.257.100 269.257.100S			

Beachte: sterile Version mit S

Performance passend zu: Acculan 3Ti



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
100mm	19mm	1.27mm	269.190.127	269.190.127S



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
90mm	25mm	1.00mm	269.259.100	n/a

Performance passend zu: Acculan 3Ti



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
90mm	25mm	1.27mm	269.259.127	269.259.127S



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
90mm	19mm	1.27mm	269.199.127	269.199.127S




Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
90mm	19mm	1.37mm	n/a	269.199.137S



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
90mm	12.5mm	0.90mm	269.129.090	269.129.090S

Performance passend zu: Acculan 3Ti



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
90mm	12.5mm	1.00mm	269.129.100	269.129.100S



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
90mm	12.5mm	1.19mm	269.129.119	269.129.119S



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
90mm	12.5mm	1.27mm	269.129.127	269.129.127S



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
80mm	12.5mm	1.27mm	269.128.127	269.128.127S

Performance passend zu: Acculan 3Ti



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
80mm	8mm	1.27mm	269.088.127	269.088.127S



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
70mm	25mm	1.00mm	269.257.100	269.257.100S

Übersicht Artikel

Länge	Breite	Dicke				Beschreibung
Stichsägen		1.00mm	1.10mm	1.20mm	1.40mm	
85mm	11.6mm			233.785.120 233.785.120S		Stichsäge aggressiv
82mm	10mm	233.782.100 233.782.100S				Stichsäge aggressiv
80mm	10mm				233.980.990 n/a	Stichsäge (Feile)
77mm	12mm		233.177.110 233.177.110S			Stichsäge
70mm	12mm		233.270.110 233.270.110S			Stichsäge (doppelseitig)
60mm	9mm	233.160.100 n/a				Stichsäge
34mm	7.2mm		233.334.110 233.334.110S			Stichsäge
unzementiert		n/a 233.018.275S				Reciprocating Keel Blade
zementiert		n/a 233.018.290S				Reciprocating Keel Blade
unzementiert		n/a 233.000.001S				Reciprocating Keel Blade Set
zementiert		n/a 233.000.002S				Reciprocating Keel Blade Set

Beachte: sterile Version mit S

Stichsägen passend zu: Acculan 3Ti



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
85mm	11.6mm	1.20mm	233.785.120	233.785.120S

Stichsägen passend zu: Acculan 3Ti



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
82mm	10mm	1.00mm	233.782.100	233.782.100S



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
80mm	10mm	1.4mm	233.980.990	n/a



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
77mm	12mm	1.10mm	233.177.110	233.177.110S



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
70mm	12mm	1.10mm	233.270.110	233.270.110S

Stichsägen passend zu: Acculan 3Ti



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
60mm	9mm	1.00mm	233.160.100	n/a



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
34mm	7.2mm	1.10mm	233.334.110	233.334.110S



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
unzementiert			n/a	233.018.275S



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
zementiert			n/a	233.018.290S

Keel Blade Set



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
90mm	12.5mm	0.90mm	219.129.090	219.129.090S



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
85mm	11.6mm	1.20mm	233.785.120	233.785.120S



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
unzementiert			n/a	233.018.275S

* Keel Blade Set nur steril erhältlich

Keel Blade Set unzementiert	REF unsteril	REF steril
	n/a	233.000.001S

Keel Blade Set



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
90mm	12.5mm	0.90mm	219.129.090	219.129.090S



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
85mm	11.6mm	1.20mm	233.785.120	233.785.120S



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
zementiert			n/a	233.018.290S

* Keel Blade Set nur steril erhältlich

Keel Blade Set zementiert	REF unsteril	REF steril
	n/a	233.000.002S

Übersicht Artikel

Länge	Breite	Dicke		
Trauma Sägeblätter		0.60mm	0.80mm	1.20mm
70mm	27mm		209.2770.080 209.2770.080S	209.2770.120 209.2770.120S
70mm	20mm		209.2070.080 209.2070.080S	
70mm	18mm		209.1870.080 209.1870.080S	
50mm	10mm		209.1050.080 209.1050.080S	
48mm	27mm		209.2748.080 n/a	
48mm	14mm	209.1448.060 209.1448.060S		
35mm	10mm	209.1035.060 n/a	209.1035.080 209.1035.080S	
25mm	14mm	209.1425.060 209.1425.060S		
25mm	6mm	209.0625.060 209.0625.060S		

Beachte: sterile Version mit S

Trauma passend: Acculan 3Ti



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
70mm	27mm	0.80mm	209.2770.080	209.2770.080S



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
70mm	27mm	1.20mm	209.2770.120	209.2770.120S


Trauma passend zu: Acculan 3Ti



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
70mm	20mm	0.80mm	209.2070.080	209.2070.080S



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
70mm	18mm	0.80mm	209.1870.080	209.1870.080S



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
50mm	10mm	0.80mm	209.1050.080	209.1050.080S



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
48mm	27mm	0.60mm	209.2748.060	n/a

Trauma passend zu: Acculan 3Ti



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
48mm	14mm	0.60mm	209.1448.060	209.1448.060S



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
35mm	10mm	0.60mm	209.1035.060	n/a



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
35mm	10mm	0.80mm	209.1035.080	209.1035.080S



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
25mm	14mm	0.60mm	209.1425.060	209.1425.060S

Trauma passend zu: Acculan 3Ti



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
25mm	6mm	0.60mm	209.1425.060	209.1425.060S

Übersicht Artikel

Länge	Breite	Dicke	
Kleinknochen-Sägeblätter		0.40mm	0.60mm
50mm	19mm		289.1950.060 289.1950.060S
50mm	10mm		289.1050.060 289.1050.060S
31mm	7mm	289.0731.040F 289.0731.040FS	
25mm	14mm		289.1425.060 289.1425.060S
25mm	10mm		289.1025.060 n/a
25mm	9mm	289.0925.040 289.0925.040S	
25mm	6mm		289.0625.060 289.0625.060S
21mm	9mm	289.0921.040F 289.0921.040FS	

Beachte: sterile Version mit S

Kleinknochen-Sägeblätter passend zu: Acculan 3Ti



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
50mm	19mm	0.60mm	289.1950.060	289.1950.060S



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
50mm	10mm	0.60mm	289.1050.060	289.1050.060S

Kleinknochen-Sägeblätter passend zu: Acculan 3Ti



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
31mm	7mm	0.40mm	289.0731.040F	289.0731.040FS



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
25mm	14mm	0.60mm	289.1425.060	289.1425.060S



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
25mm	10mm	0.60mm	289.1025.060	n/a



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
25mm	9mm	0.40mm	289.0925.040	289.0925.040S

Kleinknochen-Sägeblätter passend zu: Acculan 3Ti



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
25mm	6mm	0.60mm	289.0625.060	289.0625.060S



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
21mm	9mm	0.40mm	289.0921.040F	289.0921.040FS

Übersicht Artikel

Länge	Breite	Dicke	
Kleinknochen-Sägeblätter		0.40mm	0.60mm
41mm	14mm		295.0404.060 295.0404.060S
41mm	9mm		295.0403.060 n/a
25mm	9mm	295.0402.040 295.0402.040S	
25mm	6mm		295.0401.060 295.0401.060S

Beachte: sterile Version mit S

Kleinknochen-Sägeblätter passend zu: Elan 4, Acculan 4 kleine Bohrmaschine



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
41mm	14mm	0.60mm	295.0404.060	295.0404.060S



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
41mm	9mm	0.60mm	295.0403.060	n/a

Kleinknochen-Sägeblätter passend zu: Elan 4



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
25mm	9mm	0.40mm	295.0402.040	295.0402.040S



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
21mm	9mm	0.40mm	295.0401.060	295.0401.060S

Passend zu Arthrex®

Übersicht Artikel

Länge	Breite	Dicke
Premium Sägeblätter		1.27mm
90mm	19mm	221.191.127 221.191.127S
90mm	19mm	221.199.127 221.199.127S

Beachte: sterile Version mit S

Premium passend zu: Power System 600



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
110mm	19mm	1.27mm	221.191.127	221.191.127S



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
90mm	19mm	1.27mm	221.199.127	221.199.127S



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
90mm	12.5mm	0.90mm	221.129.090	n/a

Premium passend zu: Power System 600



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
90mm	12.5mm	1.27mm	221.129.127	221.129.127S

Passend zu Arthrex®

Übersicht Artikel

Länge	Breite	Dicke		
Premium Sägeblätter		0.90mm	1.19mm	1.27mm
90mm	19mm	294.0202.090 n/a		
90mm	19mm		294.0203.119 n/a	294.0203.127 294.0203.127S
90mm	12.5mm	294.0201.090 294.0201.090S		

Beachte: sterile Version mit S

Premium passend zu: AR-600-SAGMIS, AR-400DS



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
90mm	19mm	0.90mm	294.0202.090	n/a




Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
90mm	19mm	1.19mm	294.0203.119	n/a



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
90mm	19mm	1.27mm	294.0203.127	294.0203.127S

Premium passend zu: AR-600-SAGMIS, AR-400DS



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
90mm	12.5mm	0.90mm	294.0201.090	294.0201.090S

Passend zu Arthrex®

Übersicht Artikel

Länge	Breite	Dicke
Premium Sägeblätter		0.60mm
70mm	19mm	295.0303.060 n/a
50mm	19mm	295.0302.060 n/a

Beachte: sterile Version mit S

Performance passend zu: AR-600-SAGMIS, AR-400DS



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
70mm	19mm	0.60mm	295.0303.060	n/a



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
50mm	19mm	0.60mm	295.0302.060	n/a

Übersicht Artikel

Länge	Breite	Dicke	
Kleinknochen-Sägeblätter		0.40mm	0.60mm
70mm	19mm		287.1970.060 n/a
50mm	27mm		287.2750.060 n/a
50mm	19mm		287.1950.060 n/a
41mm	14mm		287.1441.060 287.1441.060S
41mm	9mm		287.0941.060 287.0941.060S
41mm	9mm		287.0941.060F 287.0941.060FS
35mm	9mm		287.0935.060 n/a
25mm	9mm	287.0925.040 287.0925.040S	287.0925.060F 287.0925.060FS
25mm	9mm	287.0925.040F 287.0925.040FS	
25mm	6mm		287.0625.060 287.0625.060S
18mm	5mm	287.0518.040F 287.0518.040FS	

Beachte: sterile Version mit S

Kleinknochen-Sägeblätter



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
70mm	19mm	0.60mm	287.1970.060	n/a



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
50mm	27mm	0.60mm	287.2750.060	n/a

Kleinknochen-Sägeblätter



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
50mm	19mm	0.60mm	287.1950.060	n/a



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
41mm	14mm	0.60mm	287.1441.060	287.1441.060S



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
41mm	9mm	0.60mm	287.0941.060	287.0941.060S



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
41mm	9mm	0.60mm	287.0941.060F	287.0941.060FS

Kleinknochen-Sägeblätter



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
35mm	9mm	0.60mm	287.0935.060	n/a



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
25mm	9mm	0.40mm	287.0925.040	287.0925.040S



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
25mm	9mm	0.40mm	287.0925.040F	287.0925.040FS



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
25mm	9mm	0.60mm	287.0925.060F	287.0925.060FS

Kleinknochen-Sägeblätter



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
25mm	6mm	0.60mm	287.0625.060	287.0625.060S



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
18mm	5mm	0.40mm	287.0518.040F	287.0518.040FS

Passend zu Aygun® Karınca 206

Übersicht Artikel

Länge	Breite	Dicke
Premium Sägeblätter		1.27mm
100mm	19mm	294.0301.127 n/a
100mm	12/19mm	294.0302.127 n/a

Beachte: sterile Version mit S

Premium



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
100mm	19mm	1.27mm	294.0301.127	n/a



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
100mm	12/19mm	1.27mm	294.0302.127	n/a

Passend zu De Soutter®

Übersicht Artikel

Länge	Breite	Dicke				
Premium Sägeblätter		0.90mm	1.19mm	1.23mm	1.27mm	1.37mm
90mm	25mm			n/a 217.259.123S	217.259.127 217.259.127S	
90mm	19mm				217.199.127 217.199.127S	217.199.137 n/a
90mm	12.5mm	217.129.090 217.129.090S	217.129.119 217.129.119S	217.129.123 217.129.123S		

Beachte: sterile Version mit S

Premium passend zu: Multidrive™, Orthodrive®



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
90mm	25mm	1.23mm	n/a	217.259.123S



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
90mm	25mm	1.27	217.259.127	217.259.127S

Premium passend zu: Multidrive™, Orthodrive®



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
90mm	19mm	1.27mm	217.199.127	217.199.127S



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
90mm	19mm	1.37mm	217.199.137	n/a



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
90mm	12.5mm	0.90mm	217.129.090	217.129.090S



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
90mm	12.5mm	1.19mm	217.129.119	217.129.119S

Premium passend zu: Multidrive™, Orthodrive®



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
90mm	12.5mm	1.23mm	217.129.123	217.129.123S

Übersicht Artikel

Länge	Breite	Dicke				
Performance Sägeblätter		0.90mm	1.00mm	1.19mm	1.27mm	1.37mm
90mm	25mm		267.259.100 267.259.100S			267.259.137 267.259.137S
90mm	19mm	267.199.090 n/a		267.199.119 267.199.119S		
80mm	12.5mm				267.128.127 267.128.127S	
80mm	8mm				267.088.127 267.088.127S	

Beachte: sterile Version mit S

Performance passend zu: Multidrive™, Orthodrive®



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
90mm	25mm	1.00mm	267.259.100	267.259.100S



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
90mm	25mm	1.37mm	267.259.137	267.259.137S

Performance passend zu: Multidrive™, Orthodrive®



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
90mm	19mm	0.90mm	267.199.090	n/a



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
90mm	19mm	1.19mm	267.199.119	267.199.119S



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
80mm	12.5mm	1.27mm	267.128.127	267.128.127S



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
80mm	8mm	1.27mm	267.088.127	267.088.127S

Übersicht Artikel

Länge	Breite	Dicke			Beschreibung
Stichsägen		1.10mm	1.20mm	1.20mm	
85mm	11.6mm		231.785.120 231.785.120S	231.785.120 231.785.120S	Stichsäge aggressiv (Multidrive)
85mm	11.6mm		296.0504.120 296.0504.120S	296.0504.120 296.0504.120S	Stichsäge (Orthodrive DBC-700)
77mm	12mm	296.0505.110 296.0505.110S			Stichsäge (Orthodrive DBC-700)
unzementiert		n/a 231.018.275S			Reciprocating Keel Blade
zementiert		n/a 231.018.290S			Reciprocating Keel Blade
unzementiert		n/a 231.000.003S			Reciprocating Keel Blade Set
zementiert		n/a 231.000.004S			Reciprocating Keel Blade Set

Beachte: sterile Version mit S

Stichsägen passend zu: Multidrive™



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
85mm	11.6mm	1.20mm	231.785.120	231.785.120S



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
unzementiert			n/a	231.018.275S

Stichsägen passend zu: Multidrive™



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
	zementiert		n/a	231.018.290S

Stichsägen passend zu: Orthodrive® DBC-700



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
85mm	11.6mm	1.20mm	296.0504.120	296.0504.120S



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
77mm	12mm	1.10mm	296.0505.110	296.0505.110S

Keel Blade Set



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
90mm	12.5mm	0.90mm	217.129.090	217.129.090S



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
85mm	11.6mm	1.20mm	231.785.120	231.785.120S



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
unzementiert			n/a	231.018.275S

* Keel Blade Set nur steril erhältlich

Keel Blade Set unzementiert	REF unsteril	REF steril
	n/a	231.000.003S

Keel Blade Set



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
90mm	12.5mm	0.90mm	217.129.090	217.129.090S



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
85mm	11.6mm	1.20mm	231.785.120	231.785.120S



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
zementiert			n/a	231.018.290S

* Keel Blade Set nur steril erhältlich

Keel Blade Set zementiert	REF unsteril	REF steril
	n/a	231.000.004S

Übersicht Artikel

Länge	Breite	Dicke	
Trauma Sägeblätter		0.60mm	1.00mm
64mm	34mm		207.3464.100 207.3464.100S
25mm	9mm	298.0925.060 298.0925.060S	
21mm	7mm	298.0721.060 298.0721.060S	
18mm	9mm	298.0918.060 298.0918.060S	

Beachte: sterile Version mit S

Trauma passend zu: Multidrive™, Orthodrive®



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
64mm	34mm	1.00mm	207.3464.100	207.3464.100S

Trauma passend zu: Traumadrive™



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
25mm	9mm	0.60mm	298.0925.060	298.0925.060S



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
21mm	7mm	0.60mm	298.0721.060	298.0721.060S



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
18mm	9mm	0.60mm	298.0918.060	298.0918.060S

Übersicht Artikel

Länge	Breite	Dicke
Kleinknochen-Sägeblätter		0.60mm
45mm	15mm	298.1545.060F 298.1545.060FS
25mm	10mm	298.1025.060 298.1025.060S
22mm	6mm	298.0622.060 298.0622.060S

Beachte: sterile Version mit S

Kleinknochen-Sägeblätter passend zu: Traumadrive™



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
45mm	15mm	0.60mm	298.1545.060F	298.1545.060FS



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
25mm	10mm	0.60mm	298.1025.060	298.1025.060S



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
22mm	6mm	0.60mm	298.0622.060	298.0622.060S

Passend zu Linvatec® / Hall®

Übersicht Artikel

Länge	Breite	Dicke						
Premium Sägeblätter		0.90mm	1.00mm	1.19mm	1.23mm	1.27mm	1.37mm	1.47mm
100mm	19mm					213.190.127 213.190.127S		
90mm	25mm	213.259.090 213.259.090S		213.259.119 213.259.119S		213.259.127 213.259.127S	213.259.137 213.259.137S	213.259.147 n/a
90mm	19mm	213.199.090 213.199.090S		213.199.119 213.199.119S		213.199.127 213.199.127S	213.199.137 213.199.137S	
90mm	12.5/19mm			213.999.119 213.999.119S		213.999.127 213.999.127S		
90mm	12.5mm	213.129.090 213.129.090S		213.129.119 213.129.119S	213.129.123 213.129.123S	213.129.127 213.129.127S	213.129.137 213.129.137S	213.129.147 213.129.147S
90mm	6/12.5mm			213.989.119 n/a				
70mm	19mm	213.197.090 213.197.090S		213.197.119 n/a		213.197.127 213.197.127S		
70mm	12.5mm		213.127.100 213.127.100S					

Beachte: sterile Version mit S

Premium passend zu: Power Pro®, Versipower® Plus



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
100mm	19mm	1.27mm	213.190.127	213.190.127S



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
90mm	25mm	0.90mm	213.259.090	213.259.090S

Premium passend zu: Power Pro®, Versipower®Plus



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
90mm	25mm	1.19mm	213.259.119	213.259.119S



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
90mm	25mm	1.27mm	213.259.127	213.259.127S



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
90mm	25mm	1.37mm	213.259.137	213.259.137S



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
90mm	25mm	1.47mm	219.259.147	n/a

Premium passend zu: Power Pro®, Versipower®Plus



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
90mm	19mm	0.90mm	213.199.090	213.199.090S



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
90mm	19mm	1.19mm	213.199.119	213.199.119S



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
90mm	19mm	1.27mm	213.199.127	213.199.127S



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
90mm	19mm	1.37mm	213.199.137	213.199.137S

Premium passend zu: Power Pro®, Versipower®Plus



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
90mm	12.5/19mm	1.19mm	213.999.119	213.999.119S



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
90mm	12.5/19mm	1.27mm	213.999.127	213.999.127S



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
90mm	12.5mm	0.90mm	213.129.090	213.129.090S




Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
90mm	12.5mm	1.19mm	213.129.119	213.129.119S

Premium passend zu: Power Pro®, Versipower®Plus



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
90mm	12.5mm	1.23mm	213.129.123	213.129.123S



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
90mm	12.5mm	1.27mm	213.129.127	213.129.127S



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
90mm	12.5mm	1.37mm	213.129.137	213.129.137S



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
90mm	12.5mm	1.47mm	213.129.147	213.129.147S

Premium passend zu: Power Pro®, Versipower®Plus



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
90mm	6/12.5mm	1.19mm	213.989.119	n/a



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
70mm	19mm	0.90mm	213.197.090	213.197.090S



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
70mm	19mm	1.19mm	213.197.119	n/a



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
70mm	19mm	1.27mm	213.197.127	213.197.127S

Premium passend zu: Power Pro®, Versipower®Plus



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
70mm	12.5mm	1.00mm	213.127.100	213.127.100S

Übersicht Artikel

Länge	Breite	Dicke
Premium Sägeblätter		1.23mm
90mm	19mm	293.199.123 n/a
90mm	12.5mm	293.129.123 n/a

Beachte: sterile Version mit S

Premium passend zu: Series 3 & 4, Versipower



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
90mm	19mm	1.23mm	293.199.123	n/a



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
90mm	12.5mm	1.23mm	293.129.123	n/a

Übersicht Artikel

Länge	Breite	Dicke			
Performance Sägeblätter		0.90mm	1.00mm	1.19mm	1.27mm
100mm	19mm				263.191.127 263.191.127S
90mm	25mm		263.259.100 263.259.100S		263.259.127 263.259.127S
90mm	19mm			263.199.119 263.199.119S	263.199.127 263.199.127S
90mm	12.5/19mm				263.999.127 263.999.127S
90mm	12.5mm	263.129.090 263.129.090S	263.129.100 263.129.100S	263.129.119 263.129.119S	263.129.127 263.129.127S
70mm	19mm			263.197.119 263.197.119S	
70mm	12.5mm	263.127.090 263.127.090S		263.127.119 n/a	263.127.127 263.127.127S
60mm	10mm				263.106.127 263.106.127S

Beachte: sterile Version mit S

Performance passend zu: Power Pro®, Versipower®Plus



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
100mm	19mm	1.27mm	263.191.127	263.191.127S



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
90mm	25mm	1.00mm	263.259.100	263.259.100S

Performance passend zu: Power Pro®, Versipower®Plus



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
90mm	25mm	1.27mm	263.259.127	263.259.127S



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
90mm	19mm	1.19mm	263.199.119	263.199.119S



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
90mm	19mm	1.27mm	263.199.127	263.199.127S



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
90mm	12.5/19mm	1.27mm	263.999.127	263.999.127S

Performance passend zu: Power Pro®, Versipower®Plus



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
90mm	12.5mm	0.90mm	263.129.090	263.129.090S



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
90mm	12.5mm	1.00mm	263.129.100	263.129.100S



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
90mm	12.5mm	1.19mm	263.129.119	263.129.119S



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
90mm	12.5mm	1.27mm	263.129.127	263.129.127S

Performance passend zu: Power Pro®, Versipower®Plus



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
70mm	19mm	1.19mm	263.197.119	263.197.119S



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
70mm	12.5mm	0.90mm	263.127.090	263.127.090S



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
70mm	12.5mm	1.19mm	263.127.119	n/a



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
70mm	12.5mm	1.27mm	263.127.127	263.127.127S

Performance passend zu: Power Pro®, Versipower®Plus



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
60mm	10mm	1.27mm	263.106.127	263.106.127S

Übersicht Artikel

Länge	Breite	Dicke
Performance Sägeblätter		1.27mm
70mm	19mm	294.0101.127 294.0101.127S

Beachte: sterile Version mit S

Performance passend zu: Series 3&4, Versipower



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
70mm	19mm	1.27mm	294.0101.127	294.0101.127S

Übersicht Artikel

Länge	Breite	Dicke			Beschreibung
Stichsägen		1.00mm	1.10mm	1.20mm	
85mm	11.6mm			231.785.120 231.785.120S	Stichsäge aggressiv
77mm	12mm		231.177.110 231.177.110S		Stichsäge
70mm	12mm		231.270.110 231.270.110S		Stichsäge
60mm	9mm	231.160.100 231.160.100S			Stichsäge
34mm	9.5mm	231.334.100 231.334.100S			Stichsäge (sternum)
unzementiert		n/a 231.018.275S			Reciprocating Keel Blade
zementiert		n/a 231.018.290S			Reciprocating Keel Blade
unzementiert		n/a 231.000.001S			Reciprocating Keel Blade Set
zementiert		n/a 231.000.002S			Reciprocating Keel Blade Set

Beachte: sterile Version mit S

Stichsägen



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
85mm	11.6mm	1.20mm	231.785.120	231.785.120S



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
77mm	12mm	1.10mm	231.177.110	231.177.110S

Stichsägen



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
70mm	12mm	1.10mm	231.270.110	231.270.110S



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
60mm	9mm	1.00mm	231.160.100	231.160.100S



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
34mm	9.5mm	1.00mm	231.334.100	231.334.100S



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
unzementiert			n/a	231.018.275S

Stichsägen



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
	zementiert		n/a	231.018.290S

Keel Blade Set



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
90mm	12.5mm	0.90mm	213.129.090	213.129.090S



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
85mm	11.6mm	1.20mm	231.785.120	231.785.120S



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
unzementiert			n/a	231.018.275S

* Keel Blade Set nur steril erhältlich

Keel Blade Set unzementiert	REF unsteril	REF steril
	n/a	231.000.001S

Keel Blade Set



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
90mm	12.5mm	0.90mm	213.129.090	213.129.090S



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
85mm	11.6mm	1.20mm	231.785.120	231.785.120S



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
zementiert			n/a	231.018.290S

* Keel Blade Set nur steril erhältlich

Keel Blade Set zementiert	REF unsteril	REF steril
	n/a	231.000.002S

Übersicht Artikel

Länge	Breite	Dicke			
Trauma Sägeblätter		0.60mm	0.80mm	0.90mm	1.00mm
70mm	27mm		203.2770.080 203.2770.080S		
70mm	20mm		203.2070.080 203.2070.080S		
64mm	34mm				203.3464.100 203.3464.100S
63mm	49mm			203.4963.090 n/a	
35mm	10mm	203.1035.060 n/a			
25mm	10mm	203.1025.060 203.1025.060S			

Beachte: sterile Version mit S

Trauma passend zu: Power Pro®, Versipower® Plus



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
70mm	27mm	0.80mm	203.2770.080	203.2770.080S



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
70mm	20mm	0.80mm	203.2070.080	203.2070.080S

Trauma passend zu: Power Pro®, Versipower® Plus



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
64mm	34mm	1.00mm	203.3464.100	203.3464.100S



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
63mm	49mm	0.90mm	203.4963.090	n/a



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
35mm	10mm	0.60mm	203.1035.060	n/a



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
25mm	10mm	0.60mm	203.1025.060	203.1025.060S

Übersicht Artikel

Länge	Breite	Dicke
Kleinknochen-Sägeblätter		0.40mm 0.60mm
41mm	19mm	283.1941.060 283.1941.060S
41mm	14mm	283.1441.060 283.1441.060S
41mm	9mm	283.0941.060 283.0941.060S
35mm	9mm	283.0935.060 283.0935.060S
25mm	14mm	283.1425.060 283.1425.060S
25mm	9mm	283.0925.040 283.0925.040S
25mm	9mm	283.0925.040F 283.0925.040FS
25mm	6mm	283.0625.040 283.0625.040S
18mm	6mm	283.0618.040 283.0618.040S
16.4mm	14mm	283.1001.060 n/a
12mm	9mm	283.0999.060 283.0999.060S

Beachte: sterile Version mit S

Kleinknochen-Sägeblätter (neuer Anschluss)



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
41mm	19mm	0.60mm	283.1941.060	283.1941.060S



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
41mm	14mm	0.60mm	283.1441.060	283.1441.060S

Kleinknochen-Sägeblätter (neuer Anschluss)



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
41mm	9mm	0.60mm	283.0941.060	283.0941.060S



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
35mm	9mm	0.60mm	283.0935.060	283.0935.060S



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
25mm	14mm	0.60	283.1425.060	283.1425.060S



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
25mm	9mm	0.40mm	283.0925.040	283.0925.040S

Kleinknochen-Sägeblätter (neuer Anschluss)



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
25mm	9mm	0.60mm	283.0925.060	283.0925.060S



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
25mm	9mm	0.40mm	283.0925.040F	283.0925.040FS



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
25mm	6mm	0.40mm	283.0625.040	283.0625.040S



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
25mm	6mm	0.60mm	283.0625.060	283.0625.060S

Kleinknochen-Sägeblätter (neuer Anschluss)



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
18mm	6mm	0.40mm	283.0618.040	283.0618.040S



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
16.4mm	14mm	0.60mm	283.1001.060	n/a



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
12mm	9mm	0.60mm	283.0999.060	283.0999.060S

Übersicht Artikel

Länge	Breite	Dicke
Kleinknochen-Sägeblätter		0.40mm
35mm	11mm	284.1135.040 284.1135.040S
25mm	5mm	284.0525.040 284.0525.040S
18mm	9mm	284.0918.040 284.0918.040S
18mm	5mm	284.0518.040 284.0518.040S
14mm	5mm	284.0514.040 284.0514.040S

Beachte: sterile Version mit S

Kleinknochen-Sägeblätter (alter Anschluss)



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
35mm	19mm	0.40mm	284.1135.040	284.1135.040S



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
25mm	5mm	0.40mm	284.0525.040	284.0525.040S

Kleinknochen-Sägeblätter (alter Anschluss)



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
18mm	9mm	0.40mm	284.0918.040	283.0918.040S



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
18mm	5mm	0.40mm	284.0518.040	284.0518.040S



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
14mm	5mm	0.40mm	284.0514.040	284.0514.040S

Übersicht Artikel

Länge	Breite	Dicke
Kleinknochen-Sägeblätter		0.60mm
41mm	14mm	295.0505.060 n/a
40mm	9mm	295.0502.060 295.0502.060S
35mm	9mm	295.0504.060 n/a
25mm	9mm	295.0503.060 295.0503.060S

Beachte: sterile Version mit S

Kleinknochen-Sägeblätter




Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
41mm	14mm	0.60mm	295.0505.060	n/a



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
40mm	9mm	0.60mm	295.0502.060	295.0502.060S

Kleinknochen-Sägeblätter



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
35mm	9mm	0.60mm	295.0504.060	n/a



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
25mm	9mm	0.60mm	295.0503.060	295.0503.060S

Passend zu MicroAire®

Übersicht Artikel

Länge	Breite	Dicke
Performance Blades		1.27mm
90mm	25mm	270.259.127 270.259.127S

Beachte: sterile Version mit S

Performance



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
90mm	25mm	1.27mm	270.259.127	270.259.127S

Passend zu Stryker®

Übersicht Artikel

Länge	Breite	Dicke							
Premium Sägeblätter		0.90mm	1.00mm	1.19mm	1.23mm	1.25mm	1.27mm	1.37mm	1.47mm
110mm	25mm						218.251.127 218.251.127S		
110mm	19mm						218.191.127 218.191.127S		
100mm	25mm			218.250.119 n/a					
100mm	19mm			218.190.119 218.190.119S			218.190.127 218.190.127S		
100mm	12.5/19mm						218.990.127 218.990.127S		
90mm	25mm	218.259.090 218.259.090S	218.259.100 218.259.100S	218.259.119 218.259.119S	218.259.123 218.259.123S	218.259.125 218.259.125S	218.259.127 218.259.127S	218.259.137 218.259.137S	218.259.147 218.259.147S
90mm	19mm	218.199.090 218.199.090S	218.199.100 218.199.100S	218.199.119 218.199.119S	218.199.123 218.199.123S		218.199.127 218.199.127S	218.199.137 218.199.137S	
90mm	12.5/19mm			218.999.119 218.999.119S			218.999.127 218.999.127S		
90mm	12.5mm	218.129.090 218.129.090S	218.129.100 n/a	218.129.119 218.129.119S	218.129.123 218.129.123S		218.129.127 218.129.127S	218.129.137 218.129.137S	
70mm	25mm	218.257.090 218.257.090S							
70mm	19mm						218.197.127 218.197.127S		218.197.147 218.197.147S
70mm	6/12.5mm						218.987.127 218.987.127S		218.987.147 218.987.147S
60mm	12.5mm	218.126.090 218.126.090S							

Beachte: sterile Version mit S

Premium



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
110mm	25mm	1.27mm	218.251.127	218.251.127S

Premium



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
110mm	19mm	1.27mm	218.191.127	218.191.127S



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
100mm	25mm	1.19mm	218.250.119	n/a



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
100mm	19mm	1.19mm	218.190.119	218.190.119S



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
100mm	19mm	1.27mm	218.190.127	218.190.127S

Premium



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
100mm	12.5/19mm	1.27mm	218.990.127	218.990.127S



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
90mm	25mm	0.90mm	218.259.090	218.259.090S



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
90mm	25mm	1.00mm	218.259.100	218.259.100S



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
90mm	25mm	1.19mm	218.259.119	218.259.119S

Premium



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
90mm	25mm	1.23mm	218.259.123	218.259.123S



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
90mm	25mm	1.25mm	218.259.125	218.259.125S



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
90mm	25mm	1.27mm	218.259.127	218.259.127S



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
90mm	25mm	1.37mm	218.259.137	218.259.137S

Premium



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
90mm	25mm	1.47mm	218.259.147	218.259.147S



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
90mm	19mm	0.90mm	218.199.090	218.199.090S



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
90mm	19mm	1.00mm	218.199.100	218.199.100S



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
90mm	19mm	1.19mm	218.199.119	218.199.119S

Premium



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
90mm	19mm	1.23mm	218.199.123	218.199.123S



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
90mm	19mm	1.27mm	218.199.127	218.199.127S



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
90mm	19mm	1.37mm	218.199.137	218.199.137S



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
90mm	12.5/19mm	1.19mm	218.999.119	218.999.119S

Premium



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
90mm	12.5/19mm	1.27mm	218.999.127	218.199.127S



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
90mm	12.5mm	0.90mm	218.129.090	218.129.090S



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
90mm	12.5mm	1.00mm	218.129.100	n/a



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
90mm	12.5mm	1.19mm	218.129.119	218.129.119S

Premium



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
90mm	12.5mm	1.23mm	218.129.123	218.129.123S



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
90mm	12.5mm	1.27mm	218.129.127	218.129.127S



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
90mm	12.5mm	1.37mm	218.129.137	218.129.137S



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
70mm	25mm	0.90mm	218.257.090	218.257.090S

Premium



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
70mm	19mm	1.27mm	218.197.127	218.197.127S



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
70mm	19mm	1.47mm	218.197.147	218.197.147S



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
70mm	6/12.5mm	1.27mm	218.987.127	218.987.127S



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
70mm	6/12.5mm	1.47mm	218.987.147	218.987.147S

Premium



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
60mm	12.5mm	0.90mm	218.126.090	218.126.090S

Übersicht Artikel

Länge	Breite	Dicke				
Performance Sägeblätter		0.90mm	1.00mm	1.19mm	1.27mm	1.37mm
110mm	25mm				268.251.127 268.251.127S	
110mm	19mm				268.191.127 268.191.127S	
90mm	25mm	268.259.090 268.259.090S	268.259.100 268.259.100S		268.259.127 268.259.127S	
90mm	19mm			268.199.119 268.199.119S	268.199.127 268.199.127S	
90mm	12.5/19mm				268.999.127 268.999.127S	
90mm	12.5mm	268.129.090 268.129.090S	268.129.100 268.129.100S		268.129.127 268.129.127S	
80mm	12.5mm				268.128.127 268.128.127S	
80mm	8mm				268.088.127 268.088.127S	
70mm	25mm	268.257.090 268.257.090S				268.257.137 n/a
70mm	19mm	268.197.090 268.197.090S				
70mm	12.5mm	268.127.090 268.127.090S			268.127.127 268.127.127S	

Beachte: sterile Version mit S

Performance



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
110mm	25mm	1.27mm	268.251.127	268.251.127S

Performance



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
110mm	19mm	1.27mm	268.191.127	268.191.127S



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
90mm	25mm	0.90mm	268.259.090	268.259.090S



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
90mm	25mm	1.00mm	268.259.100	268.259.100S




Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
90mm	25mm	1.27mm	268.259.127	268.259.127S

Performance



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
90mm	19mm	1.19mm	268.199.119	268.199.119S



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
90mm	19mm	1.27mm	268.199.127	268.199.127S



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
90mm	12.5/19mm	1.27mm	268.999.127	268.999.127S



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
90mm	12.5mm	0.90mm	268.129.090	268.129.090S

Performance



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
90mm	12.5mm	1.00mm	268.129.100	268.129.100S



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
90mm	12.5mm	1.27mm	268.129.127	268.129.127S



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
80mm	12.5mm	1.27mm	268.128.127	268.128.127S



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
80mm	8mm	1.27mm	268.088.127	268.088.127S


Performance



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
70mm	25mm	0.90mm	268.257.090	268.257.090S



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
70mm	25mm	1.37mm	268.257.137	n/a



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
70mm	19mm	0.90mm	268.197.090	268.197.090S



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
70mm	12.5mm	0.90mm	268.127.090	268.127.090S

Performance



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
70mm	12.5mm	1.27mm	268.127.127	268.127.127S

Übersicht Artikel

Länge		Breite		Dicke				Beschreibung
Stichsägen		0.85mm	1.00mm	1.10mm	1.20mm	1.23mm	1.40mm	
85mm	11.6mm				232.785.120 232.785.120S			Stichsäge aggressiv
80mm	10mm						232.980.990 232.980.990S	Stichsäge (Feile)
70mm	17mm			232.177.110 232.177.110S		232.177.123 232.177.123S		Stichsäge
70mm	12mm			232.270.110 232.270.110S				Stichsäge (doppelseitig)
60mm	9mm		232.160.100 232.160.100S					Stichsäge
55mm	10mm	232.755.085 232.755.085S						Stichsäge aggressiv
32mm	6mm			232.132.110 232.132.110S				Stichsäge (sternum)
unzementiert		n/a 232.018.275S						Reciprocating Keel Blade
zementiert		n/a 232.018.290S						Reciprocating Keel Blade
unzementiert		n/a 232.000.001S						Reciprocating Keel Blade Set
zementiert		n/a 232.000.002S						Reciprocating Keel Blade Set

Beachte: sterile Version mit S

Stichsägen



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
85mm	11.6mm	1.20mm	232.785.120	232.785.120S

Stichsägen



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
80mm	10mm	1.40mm	232.980.990	232.980.990S



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
70mm	17mm	1.10mm	232.177.110	232.177.110S



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
70mm	17mm	1.23mm	232.177.123	232.177.123S



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
70mm	12mm	1.10mm	232.270.110	232.270.110S

Stichsägen




Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
60mm	9mm	1.00mm	232.160.100	232.160.100S



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
55mm	10mm	0.85mm	232.755.085	232.755.085S



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
32mm	6mm	1.10mm	232.132.110	232.132.110S



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
unzementiert			n/a	232.018.275S

Stichsägen



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
	zementiert		n/a	232.018.290S


Keel Blade Set



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
90mm	12.5mm	0.90mm	218.129.090	218.129.090S



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
85mm	11.6mm	1.20mm	232.785.120	232.785.120S



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
unzementiert			n/a	232.018.275S

* Keel Blade Set nur steril erhältlich

Keel Blade Set unzementiert	REF unsteril	REF steril
	n/a	232.000.001S


Keel Blade Set



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
90mm	12.5mm	0.90mm	218.129.090	218.129.090S



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
85mm	11.6mm	1.20mm	232.785.120	232.785.120S



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
zementiert			n/a	232.018.290S

* Keel Blade Set nur steril erhältlich

Keel Blade Set zementiert	REF unsteril	REF steril
	n/a	232.000.002S

Übersicht Artikel

Länge	Breite	Dicke		
Trauma Sägeblätter		0.60mm	0.80mm	1.20mm
70mm	27mm		208.2770.080 208.2770.080S	208.2770.120 208.2770.120S
70mm	18mm		208.1870.080 208.1870.080S	
60mm	30mm		208.3060.080 208.3060.080S	
48mm	27mm	208.2748.060 208.2748.060S		
48mm	14mm	208.1448.060 208.1448.060S		
35mm	9mm		208.0935.080 208.0935.080S	
25mm	14mm	208.1425.060 208.1425.060S		
25mm	6mm	208.0625.060 208.0625.060S		
24mm	9mm		208.0924.080 208.0924.080S	

Beachte: sterile Version mit S

Trauma



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
70mm	27mm	0.80mm	208.2770.080	208.2770.080S



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
70mm	27mm	1.20mm	208.2770.120	208.2770.120S

Trauma



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
70mm	18mm	0.80mm	208.1870.080	208.1870.080S



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
60mm	30mm	0.80mm	208.3060.080	208.3060.080S



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
48mm	27mm	0.60mm	208.2748.060	208.2748.060S



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
48mm	14mm	0.60mm	208.1448.060	208.1448.060S

Trauma



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
35mm	9mm	0.80mm	208.0935.080	208.0935.080S



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
25mm	14mm	0.60mm	208.1425.060	208.1425.060S



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
25mm	6mm	0.60mm	208.0625.060	208.0625.060S



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
24mm	9mm	0.80mm	208.0924.080	208.0924.080S

Übersicht Artikel

Länge	Breite	Dicke			
Kleinknochen-Sägeblätter		0.40mm	0.50mm	0.60mm	0.80mm
45mm	14mm			281.1445.060 281.1445.060S	
45mm	13mm			281.1345.060 281.1345.060S	
41mm	19mm	281.1941.040 281.1941.040S		281.1941.060 281.1941.060S	
40mm	15mm		281.1540.050 281.1540.050S		
39mm	13mm	281.1339.040 281.1339.040S			
35mm	13mm	281.1335.040 281.1335.040S			
35mm	9mm		281.0935.050 281.0935.050S	281.0935.060 281.0935.060S	
31mm	9mm	281.0931.040 281.0931.040S		281.0931.060 281.0931.060S	
31mm	7mm	281.0731.040 281.0731.040S			
31mm	5mm	281.0531.040 281.0531.040S			
25mm	9mm	281.0925.040 281.0925.040S			
25mm	5mm		281.0525.050 281.0525.050S		
21mm	7mm	281.0721.040 281.0721.040S			
18mm	10mm				281.1001.080 n/a
18mm	9mm	281.0918.040 281.0918.040S			
18mm	5mm	281.0518.040 281.0518.040S			
15mm	7mm	281.0715.040 281.0715.040S			

Beachte: sterile Version mit S

Kleinknochen-Sägeblätter



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
45mm	14mm	0.60mm	281.1445.060	281.1445.060S

Kleinknochen-Sägeblätter



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
45mm	13mm	0.60mm	281.1345.060	281.1345.060S



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
41mm	19mm	0.40mm	281.1941.040	281.1941.040S



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
41mm	19mm	0.60mm	281.1941.060	281.1941.060S



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
40mm	15mm	0.50mm	281.1540.050	281.1540.050S

Kleinknochen-Sägeblätter



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
39mm	13mm	0.40mm	281.1339.040	281.1339.040S



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
35mm	13mm	0.40mm	281.1335.040	281.1335.040S



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
35mm	9mm	0.50mm	281.0935.050	281.0935.050S



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
35mm	9mm	0.60mm	281.0935.060	281.0935.060S

Kleinknochen-Sägeblätter



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
31mm	9mm	0.40mm	281.0931.040	281.0931.040S



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
31mm	9mm	0.60mm	281.0931.060	281.0931.060S



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
31mm	7mm	0.40mm	281.0731.040	281.0731.040S



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
31mm	5mm	0.40mm	281.0531.040	281.0531.040S

Kleinknochen-Sägeblätter



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
25mm	9mm	0.40mm	281.0925.040	281.0925.040S



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
25mm	5mm	0.50mm	281.0525.050	281.0525.050S



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
21mm	7mm	0.40mm	281.0721.040	281.0721.040S



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
18mm	10mm	0.80mm	281.1001.080	n/a

Kleinknochen-Sägeblätter



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
18mm	9mm	0.40mm	281.0918.040	281.0918.040S



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
18mm	5mm	0.40mm	281.0518.040	281.0518.040S



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
15mm	7mm	0.40mm	281.0715.040	281.0715.040S

Passend zu Synthes® (AO)

Übersicht Artikel

Länge	Breite	Dicke							
Premium Sägeblätter		0.90mm	1.00mm	1.18mm	1.19mm	1.23mm	1.27mm	1.37mm	1.47mm
90mm	25mm	215.259.090 215.259.090S	215.259.100 215.259.100S	215.259.118 215.259.118S	215.259.119 215.259.119S	215.259.123 215.259.123S	215.259.127 215.259.127S	215.259.137 215.259.137S	215.259.147 215.259.147S
90mm	22mm						215.229.127 215.229.127S		
90mm	19mm	215.199.090 215.199.090S	215.199.100 215.199.100S		215.199.119 215.199.119S		215.199.127 215.199.127S	215.199.137 215.199.137S	215.199.147 215.199.147S
90mm	12.5/19mm	215.999.090 215.999.090S					215.999.127 215.999.127S		
90mm	12.5mm	215.129.090 215.129.090S	215.129.100 215.129.100S	215.129.118 215.129.118S	215.129.119 215.129.119S	215.129.123 215.129.123S	215.129.127 215.129.127S	215.129.137 215.129.137S	215.129.147 215.129.147S
70mm	25mm	215.257.090 215.257.090S	215.257.100 215.257.100S						
70mm	6/12.5mm						215.987.127 215.987.127S		
60mm	12.5mm	215.126.090 215.126.090S							

Beachte: sterile Version mit S

Premium



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
90mm	25mm	0.90mm	215.259.090	215.259.090S

Premium



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
90mm	25mm	1.00mm	215.259.100	215.259.100S



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
90mm	25mm	1.18mm	215.259.118	215.259.118S



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
90mm	25mm	1.19mm	215.259.119	215.259.119S



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
90mm	25mm	1.23mm	215.259.123	215.259.123S

Premium



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
90mm	25mm	1.27mm	215.259.127	215.259.127S



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
90mm	25mm	1.37mm	215.259.137	215.259.137S



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
90mm	25mm	1.47mm	215.259.147	215.259.147S



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
90mm	22mm	1.27mm	215.229.127	215.229.127S

Premium



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
90mm	19mm	0.90mm	215.199.090	215.199.090S



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
90mm	19mm	1.00mm	215.199.100	215.199.100S



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
90mm	19mm	1.19mm	215.199.119	215.199.119S



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
90mm	19mm	1.27mm	215.199.127	215.199.127S

Premium



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
90mm	19mm	1.37mm	215.199.137	215.199.137S



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
90mm	19mm	1.47mm	215.199.147	215.199.147S



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
90mm	12.5/19mm	0.90mm	215.999.090	215.999.090S




Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
90mm	12.5/19mm	1.27mm	215.999.127	215.999.127S

Premium



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
90mm	12.5mm	0.90mm	215.129.090	215.129.090S



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
90mm	12.5mm	1.00mm	215.129.100	215.129.100S



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
90mm	12.5mm	1.18mm	215.129.118	215.129.118S




Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
90mm	12.5mm	1.19mm	215.129.119	215.129.119S

Premium



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
90mm	12.5mm	1.23mm	215.129.123	215.129.123S



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
90mm	12.5mm	1.27mm	215.129.127	215.129.127S



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
90mm	12.5mm	1.37mm	215.129.137	215.129.137S



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
90mm	12.5mm	1.47mm	215.129.147	215.129.147S

Premium



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
70mm	25mm	0.90mm	215.257.090	215.257.090S



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
70mm	25mm	1.00mm	215.257.100	215.257.100S



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
70mm	6/12.5mm	1.27mm	215.987.127	215.987.127S



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
60mm	12.5mm	0.90mm	215.126.090	215.126.090S

Übersicht Artikel

Länge		Breite		Dicke		
Performance Sägeblätter		0.90mm	1.00mm	1.19mm	1.27mm	1.37mm
110mm	19mm				265.191.127 265.191.127S	
90mm	25mm	265.259.090 265.259.090S	265.259.100 265.259.100S	265.259.119 265.259.119S	265.259.127 265.259.127S	265.259.137 265.259.137S
90mm	19mm		265.199.100 265.199.100S	265.199.119 265.199.119S	265.199.127 n/a	
90mm	12.5/19mm				265.999.127 265.999.127S	
90mm	12.5mm	265.129.090 265.129.090S			265.129.127 265.129.127S	
80mm	12.5mm				265.128.127 265.128.127S	
80mm	8mm				265.088.127 265.088.127S	
70mm	19mm	265.197.090 265.197.090S				

Beachte: sterile Version mit S

Performance



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
110mm	19mm	1.27mm	265.191.127	265.191.127S



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
90mm	25mm	0.90mm	265.259.090	265.259.090S

Performance



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
90mm	25mm	1.00mm	265.259.100	265.259.100S



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
90mm	25mm	1.19mm	265.259.119	265.259.119S



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
90mm	25mm	1.27mm	265.259.127	265.259.127S



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
90mm	25mm	1.37mm	265.259.137	265.259.137S

Performance



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
90mm	19mm	1.00mm	265.199.100	265.199.100S



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
90mm	19mm	1.19mm	265.199.119	265.199.119S



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
90mm	19mm	1.27mm	265.199.127	n/a



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
90mm	12.5/19mm	1.27mm	265.999.127	265.999.127S

Performance



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
90mm	12.5mm	0.90mm	265.129.090	265.129.090S



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
90mm	12.5mm	1.27mm	265.129.127	265.129.127S



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
80mm	12.5mm	1.27mm	265.128.127	265.128.127S



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
80mm	8mm	1.27mm	265.088.127	265.088.127S

Performance



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
70mm	19mm	0.90mm	265.197.090	265.197.090S

Übersicht Artikel

Länge	Breite	Dicke					Beschreibung
Stichsäge		1.00mm	1.10mm	1.20mm	1.30mm	1.40mm	
88mm	14mm			245.188.120 245.188.120S			Stichsäge aggressiv
85mm	11.6mm			235.785.120 235.785.120S			Stichsäge aggressiv
82mm	10mm	245.182.100 245.182.100S					Stichsäge aggressiv
80mm	10mm					235.980.990 235.980.990S	Stichsäge (Feile)
77mm	12mm		235.177.110 235.177.110S				Stichsäge
70mm	12mm		235.270.110 235.270.110S				Stichsäge (doppelseitig)
70mm	10mm				235.170.130 235.170.130S		Stichsäge
unzementiert		n/a 235.018.275S					Reciprocating Keel Blade
zementiert		n/a 235.018.290S					Reciprocating Keel Blade
zementiert		n/a 235.016.250S					Reciprocating Keel Blade
unzementiert		n/a 235.000.001S					Reciprocating Keel Blade Set
zementiert		n/a 235.000.002S					Reciprocating Keel Blade Set

Beachte: sterile Version mit S

Stichsäge



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
88mm	14mm	1.20mm	245.188.120	245.188.120S

Stichsägen



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
85mm	11.6mm	1.20mm	235.785.120	235.785.120S



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
82mm	10mm	1.00mm	245.182.100	245.182.100S



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
80mm	10mm	1.40mm	235.980.990	235.980.990S



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
77mm	12mm	1.10mm	235.177.110	235.177.110S

Stichsägen



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
70mm	12mm	1.10mm	235.270.110	235.270.110S



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
70mm	10mm	1.30mm	235.170.130	235.170.130S



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
unzementiert			n/a	235.018.275S



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
zementiert			n/a	235.018.290S

Stichsägen



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
	zementiert		n/a	235.016.250S

Keel Blade Set



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
90mm	12.5mm	0.90mm	215.129.090	215.129.090S



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
85mm	11.6mm	1.20mm	235.785.120	235.785.120S



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
unzementiert			n/a	235.018.275S

* Keel Blade Set nur steril erhältlich

Keel Blade Set unzementiert	REF unsteril	REF steril
	n/a	235.000.001S

Keel Blade Set



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
90mm	12.5mm	0.90mm	215.129.090	215.129.090S



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
85mm	11.6mm	1.20mm	235.785.120	235.785.120S



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
zementiert			n/a	235.018.290S

* Keel Blade Set nur steril erhältlich

Keel Blade Set zementiert	REF unsteril	REF steril
	n/a	235.000.002S

Übersicht Artikel

Länge	Breite	Dick			
Trauma Sägeblätter		0.60mm	0.80mm	1.00mm	1.20mm
70mm	27mm		206.2770.080 206.2770.080S	206.2770.100 206.2770.100S	206.2770.120 206.2770.120S
70mm	27mm				206.2770.120G n/a
70mm	18mm		206.1870.080 206.1870.080S	206.1870.100 206.1870.100S	206.1870.120 n/a
50mm	20mm		206.2050.080 n/a		
48mm	27mm	206.2748.060 206.2748.060S			
48mm	14mm	206.1448.060 206.1448.060S			
48mm	10mm	206.1048.060 206.1048.060S			
25mm	14mm	206.1425.060 206.1425.060S			
25mm	10mm	206.1025.060 206.1025.060S			
25mm	6mm	206.0625.060 206.0625.060S			

Beachte: sterile Version mit S

Trauma



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
70mm	27mm	0.80mm	206.2770.080	206.2770.080S



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
70mm	27mm	1.00mm	206.2770.100	206.2770.100S


Trauma




Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
70mm	27mm	1.20mm	206.2770.120	206.2770.120S



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
70mm	27mm	1.20mm	206.2770.120G	n/a



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
70mm	18mm	0.80mm	206.1870.080	206.1870.080S



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
70mm	18mm	1.00mm	206.1870.100	206.1870.100S

Trauma



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
70mm	18mm	1.20mm	206.1870.120	n/a



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
50mm	20mm	0.80mm	206.2050.080	n/a



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
48mm	27mm	0.60mm	206.2748.060	206.2748.060S



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
48mm	14mm	0.60mm	206.1448.060	206.1448.060S

Trauma



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
48mm	10mm	0.60mm	206.1048.060	206.1048.060S



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
25mm	14mm	0.60mm	206.1425.060	206.1425.060S



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
25mm	10mm	0.60mm	206.1025.060	206.1025.060S



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
25mm	6mm	0.60mm	206.0625.060	206.0625.060S

Übersicht Artikel

Länge	Breite	Dicke			
Kleinknochen-Sägeblätter		0.40mm	0.50mm	0.60mm	0.80mm
80mm	27mm			285.2780.060 285.2780.060S	
70mm	19mm			285.1970.060 285.1970.060S	
50mm	27mm			285.2750.060 285.2750.060S	
50mm	19mm			285.1950.060 285.1950.060S	
50mm	14mm			285.1450.060 285.1450.060S	
50mm	10mm			285.1050.060 285.1050.060S	
48mm	27mm			296.0601.060 n/a	
40mm	15mm		285.1540.050F 285.1540.050FS		
40mm	11mm		285.1140.050F 285.1140.050FS		
31mm	11mm	285.1131.040F 285.1131.040FS			
31mm	7mm	285.0731.040F 285.0731.040FS			
27mm	11mm	285.1127.040F n/a			
25mm	14mm		285.1425.060 285.1425.060S		
25mm	10mm		285.1025.060 285.1025.060S		
25mm	6mm		285.0625.060 285.0625.060S		
22mm	9mm	285.0922.040F 285.0922.040FS			
21mm	13mm	285.1321.040F 285.1321.040FS			
21mm	9mm	285.0921.040F 285.0921.040FS			
18mm	5mm	285.0518.040F 285.0518.040FS			
15mm	15mm	285.1515.040F 285.0518.040FS			
15mm	11mm	285.1115.040F 285.1115.040FS			
15mm	7mm	285.0715.040F 285.0715.040FS			
16mm	10mm				285.1001.080 n/a

Beachte: sterile Version mit S

Kleinknochen-Sägeblätter passend zu: Colibri, UNIUM™



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
50mm	27mm	0.60mm	285.2750.060	285.2750.060



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
50mm	19mm	0.60mm	285.1950.060	285.1950.060S



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
50mm	14mm	0.60mm	285.1450.060	285.1450.060S



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
50mm	10mm	0.60mm	285.1050.060	285.1050.060S

Kleinknochen-Sägeblätter passend zu: Colibri, UNIUM™



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
48mm	27mm	0.60mm	295.0601.060	n/a



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
40mm	15mm	0.50mm	285.1540.050F	285.1540.050FS



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
40mm	11mm	0.50mm	285.1140.050F	285.1140.050FS



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
31mm	11mm	0.40mm	285.1131.040F	285.1131.040FS

Kleinknochen-Sägeblätter passend zu: Colibri, UNIUM™



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
31mm	7mm	0.40mm	285.0731.040F	285.0731.040FS



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
27mm	11mm	0.40mm	285.1127.040F	n/a



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
25mm	14mm	0.60mm	285.1425.060	285.1425.060S



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
25mm	10mm	0.60mm	285.1025.060	285.1025.060S

Kleinknochen-Sägeblätter passend zu: Colibri, UNIUM™



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
25mm	6mm	0.60mm	285.0625.060	285.0625.060S



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
22mm	9mm	0.40mm	285.0922.040F	285.0922.040FS



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
21mm	13mm	0.40mm	285.1321.040F	285.1321.040FS



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
21mm	9mm	0.40mm	285.0921.040F	285.0921.040FS

Kleinknochen-Sägeblätter passend zu: Colibri, UNIUM™



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
18mm	5mm	0.40mm	285.0518.040F	285.0518.040FS



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
15mm	15mm	0.40mm	285.1515.040F	285.1515.040FS



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
15mm	11mm	0.40mm	285.1115.040F	285.1115.040FS



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
15mm	7mm	0.40mm	285.0715.040F	285.0715.040FS

Kleinknochen-Sägeblätter passend zu: Colibri, UNIUM™



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
16mm	10mm	0.80mm	285.1001.080	n/a

Übersicht Artikel

Länge	Breite	Dicke	
Kleinknochen-Sägeblätter		0.40mm	0.60mm
41mm	19mm		286.1941.060 286.1941.060S
31mm	11mm	286.1131.040F 286.1131.040FS	
31mm	7mm	286.0731.040F 286.0731.040FS	
27mm	14mm		286.1427.060 286.1427.060S
27mm	10mm		286.1027.060 286.1027.060S
27mm	6mm		286.0627.060 286.0627.060S
22mm	13mm	286.1322.040F 286.1322.040FS	
22mm	9mm	286.0922.040F 286.0922.040FS	
18mm	5mm	286.0518.040F 286.0518.040FS	
18mm	3mm	286.0318.040F 286.0318.040FS	
15mm	11mm	286.1115.040F 286.1115.040FS	
15mm	7mm	286.0715.040F 286.0715.040FS	

Beachte: sterile Version mit S

Kleinknochen-Sägeblätter passend zu: Electric Pen Drive



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
41mm	19mm	0.60mm	286.1941.060	286.1941.060S

Kleinknochen-Sägeblätter passend zu: Electric Pen Drive



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
31mm	11mm	0.40mm	286.1131.040F	286.1131.040FS



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
31mm	7mm	0.40mm	286.0731.040F	286.0731.040FS



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
27mm	14mm	0.60mm	286.1427.060	286.1427.060S



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
27mm	10mm	0.60mm	286.1027.060	286.1027.060S

Kleinknochen-Sägeblätter passend zu: Electric Pen Drive



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
27mm	6mm	0.60mm	286.0627.060	286.0627.060S



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
22mm	13mm	0.40mm	286.1322.040F	286.1322.040FS



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
22mm	9mm	0.40mm	286.0922.040F	286.0922.040FS



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
18mm	5mm	0.40mm	286.0518.040F	286.0518.040FS

Kleinknochen-Sägeblätter passend zu: Electric Pen Drive



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
18mm	3mm	0.40mm	286.0318.040F	286.0318.040FS



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
15mm	11mm	0.40mm	286.1115.040F	286.1115.040FS



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
15mm	7mm	0.40mm	286.0715.040F	286.0715.040FS

Passend zu Tuke Saw™

Länge	Breite	Dicke		Beschreibung
Stichsägen		0.80mm	1.00mm	
87mm	12mm	236.287.080 n/a		Stichsäge (doppelseitig)
80mm	10mm		236.180.100 n/a	Stichsäge (einseitig)
66mm	16.6mm	236.266.080 236.266.080S		Stichsäge (doppelseitig)
65mm	12mm	236.265.080 n/a		Stichsäge (doppelseitig)

Beachte: sterile Version mit S

Stichsägen



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
87mm	12mm	0.80mm	236.287.080	n/a



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
80mm	10mm	1.00mm	236.180.100	n/a

Stichsägen



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
66mm	16.6mm	0.80mm	236.266.080	236.266.080S



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
65mm	12mm	0.80mm	236.265.080	n/a

Passend zu Zimmer®

Übersicht Artikel

Länge	Breite	Dicke				
Performance Sägeblätter		0.90mm	1.00mm	1.19mm	1.27mm	1.37mm
80/100mm	25mm	294.0604.090 294.0604.090S	294.0604.100 294.0604.100S	294.0604.119 294.0604.119S	294.0604.127 294.0604.127S	294.0604.137 294.0604.137S
80/100mm	19mm	294.0603.090 294.0603.090S	294.0603.100 294.0603.100S	294.0603.119 294.0603.119S	294.0603.127 294.0603.127S	294.0603.137 294.0603.137S
80/100mm	12.5mm	294.0601.090 294.0601.090S	294.0601.100 294.0601.100S	294.0601.119 294.0601.119S	294.0601.127 294.0601.127S	294.0601.137 294.0601.137S
80/100mm	8mm				294.0602.127 294.0602.127S	

Beachte: sterile Version mit S

Performance passend zu: X-Series



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
80/100mm	25mm	0.90mm	294.0604.090	294.0604.090S



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
80/100mm	25mm	1.00mm	294.0604.100	294.0604.100S

Performance passend zu: X-Series



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
80/100mm	25mm	1.19mm	294.0604.119	294.0604.119S



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
80/100mm	25mm	1.27mm	294.0604.127	294.0604.127S



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
80/100mm	25mm	1.37mm	294.0604.137	294.0604.137S



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
80/100mm	19mm	0.90mm	294.0603.090	294.0603.090S

Performance passend zu: X-Series



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
80/100mm	19mm	1.00mm	294.0603.100	294.0603.100S



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
80/100mm	19mm	1.19mm	294.0603.119	294.0603.119S




Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
80/100mm	19mm	1.27mm	294.0603.127	294.0603.127S



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
80/100mm	19mm	1.37mm	294.0603.137	294.0603.137S

Performance passend zu: X-Series



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
80/100mm	12.5mm	0.90mm	294.0601.090	294.0601.090S



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
80/100mm	12.5mm	1.00mm	294.0601.100	294.0601.100S



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
80/100mm	12.5mm	1.19mm	294.0601.119	294.0601.119S




Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
80/100mm	12.5mm	1.27mm	294.0601.127	294.0601.127S

Performance passend zu: X-Series



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
80/100mm	12.5mm	1.37mm	294.0601.137	294.0601.137S



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
80/100mm	8mm	1.27mm	294.0602.127	294.0602.127S

Übersicht Artikel

Länge	Breite	Dicke	Beschreibung
Reciprocating Blades		1.20mm	
85mm	11.6mm	234.785.120 234.785.120S	Reciprocating aggressive

Beachte: sterile Version mit S

Stichsägen



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
85mm	11.6mm	1.20mm	234.785.120	234.785.120S

Passend zu Bojin®

Übersicht Artikel

Länge	Breite	Dicke
Premium Sägeblätter		1.27mm
100mm	19mm	298.001.127 n/a

Beachte: sterile Version mit S

Premium



Länge	Breite	Dicke	REF unsteril	REF steril
100mm	19mm	1.27mm	298.001.127	n/a

Über Gomina



Gomina ist ein führender Hersteller von medizinprodukten für die Knochenchirurgie. Wir entwickeln und produzieren unsere chirurgische Instrumente ausschliesslich in der Schweiz und vermarkten sie weltweit. Hightech Produkte aus den Schweizer Alpen.

Gomina ist es gelungen, eine Zahngeometrie für oszillierende Sägeblätter zu entwickeln, die eine Kombination von geschliffenen Schneide- und Räumzähnen aufweist. Diese einmalige Kombination von Sägezähnen führt zu hervorragenden Schneideleistungen, kürzeren Sägezeiten und geringem Temperaturanstieg am Sägeblatt.

Gomina's Keel Blade für unikondyläre Knieprothesen fräst mit seiner patentierten Verzahnung eine präzise Nut in die Tibia. Die mit Risiken behaftete nachbearbeitung mit Picker entfällt.

100% SWISS MADE

Die hohen Ansprüche an die Instrumente, die von den Chirurgen gestellt werden, bilden die Grundlage für unsere Innovation. Unsere einzigartigen Produkte stehen heute bei vielen Knie-, Hüft-, Fuss- und Handoperationen im täglichen Einsatz zum Wohle der Patienten.

PRÄZISION UND SWISS-QUALITY

Exakt zu sein haben wir uns 1974 mit der Gründung der Gomina zur Aufgabe gemacht. Präzision, die weltweit in der Medizintechnik eingesetzt wird.


PRODUKTION

Für die Herstellung der Medizinprodukte setzte Gomina ab 2005 konsequent auf die Strategie des In-Sourcings. Ziel war es, sämtliche Prozessschritte im eigenen Haus aufzubauen. Flexibilität, Sicherheit, hohe Liefer- und Wettbewerbsfähigkeit waren die zentralen Gradmesser für die hohen Investitionen der vergangenen Jahre.

R&D

Unsere Entwicklungsabteilung setzt visionäre Ideen in innovative Produkte um. Mit modernsten Technologien ausgestattet sind wir in der Lage, auf besondere Kundenwünsche einzugehen. Im engen Austausch mit den Chirurgen erweitern wir laufend unser Produktportfolio.

Zertifikate



Gemäß dem Schweizer Qualitätslabel und den Standards der Medizinprodukteverordnung der EU erfüllt und gewährleistet Gomina die strengen Anforderungen an sichere und wirksame Medizinprodukte. Alle Gomina Produkte sind MDR-zertifiziert. Darüber hinaus erfüllen wir die Qualitätsstandards der ISO 13485. Unsere Sägeblätter sind, mit Ausnahme des Reciprocating Keel Blades, für die Wiederverwendbarkeit zertifiziert. Die gültigen Zertifikate, Gebrauchsanweisungen, Verarbeitungs- und Reinigungsdokumente finden Sie online unter www.gomina.ch

Kompatibilität

Gomina ist ein renommierter Hersteller hochwertiger chirurgischer Sägeblätter für den Einsatz in der modernen orthopädischen, traumatologischen und rekonstruktiven Chirurgie. Unsere Produkte sind mit den Antriebssystemen verschiedener marktgängiger Dritthersteller kompatibel. Die Kompatibilität unserer Ersatzsägeblätter mit den verschiedenen Antriebssystemen finden Sie in diesem Katalog und auf unseren Verpackungsetiketten.

Unsere Produkte sind sicher und effektiv in der Anwendung, unter anderem in den Antriebssystemen von Aesculap, Arthrex, Aygun, Conmed Linvatec Hall, DePuy Synthes, DeSoutter Medical, MatOrtho, MicroAire, Smith & Nephew, Bojin, Stryker und Zimmer Biomet. Alle in diesem Dokument genannten Marken sind eingetragene Marken der jeweiligen Unternehmen. Gomina steht in keiner Verbindung zu den genannten Unternehmen und ist in keiner Weise mit ihnen verbunden. Die Daten sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt und können sich ohne vorherige Ankündigung ändern.

In der Vergangenheit bestand bei einigen Anwendern Unsicherheit darüber, ob die Verwendung von Gomina-Sägeblättern (Fremdprodukte) mit ihren Antriebssystemen zulässig ist oder ob sie verpflichtet sind, das vom Hersteller des Antriebssystems mitgelieferte „Originalzubehör“ zu verwenden.

In diesem Zusammenhang möchten wir bestätigen, dass die Verwendung der chirurgischen Sägeblätter von Gomina in den von uns angegebenen Antriebssystemen gesetzlich zulässig und sicher ist.

Bei Fragen oder für weitere Informationen kontaktieren Sie uns bitte.



Kontakt



Gomina AG
Raiftstrasse 4
3989 Niederwald, Schweiz
Telefon +41 27 970 12 70
Fax +41 27 970 12 75
www.gomina.ch
sales@gomina.ch



GOMINA Deutschland GmbH
Ludwig-Vierling-Strasse 7
89233 Neu-Ulm, Germany
info@gomina.de

Version 2025-06
Letzte Änderung: 13.06.2025